

INADINE®

PVP-I NON ADHERENT DRESSING

EN SCHEDULING STATUS **S0**

PROPRIETARY NAME (AND DOSAGE FORM)

INADINE® non-adherent dressing.

COMPOSITION

A gauze of knitted viscose rayon impregnated with an ointment containing 10% povidone-iodine, providing 0,9% m/m available iodine.

PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION

A.14.2 Wound dressings.

PHARMACOLOGICAL ACTION

Povidone-iodine is an iodophore which slowly liberates inorganic iodine when in contact with the skin. Povidone-iodine has broad spectrum antiseptic activity.

INDICATIONS

INADINE® dressings may be used for prophylaxis of infections in minor skin injuries involving superficial loss.

CONTRA-INDICATIONS

Hypersensitivity to povidone-iodine.
Application to large areas of broken skin (e.g. severe and extensive burns) should be avoided as excessive absorption of iodine may occur.

WARNINGS

Not to be used by persons allergic to iodine.

INTERACTIONS

Absorption of povidone-iodine may interfere with thyroid function tests.

PREGNANCY AND LACTATION

Not to be used during pregnancy or by lactating women.

DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

The dressing is for external use only.
INADINE® dressings are non-adherent to ensure minimal damage to healing tissues on removal.
The affected areas should be cleansed with an antiseptic preparation and dried.
INADINE® dressings may be applied as often as required.

SIDE-EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS

If local irritation, redness or swelling develops, discontinue the use of dressing.

KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF ITS TREATMENT

Systemic effects including metabolic acidosis, hypernatremia and renal impairment may follow the application of povidone-iodine to severe burns or large areas otherwise denuded of skin.
Treatment is symptomatic and supportive.

IDENTIFICATION

A cream coloured gauze of knitted viscose rayon impregnated with an orange brown ointment.

PRESENTATION

INADINE® dressings are individually packed in sealed peelable pouches and supplied in cartons of 50 pouches.
Two sizes are available: 5 cm x 5 cm and 9,5 cm x 9,5 cm.

STORAGE INSTRUCTIONS

Store below 25°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

REGISTRATION NUMBER

X/14.2/191

NAME AND BUSINESS ADDRESS OF THE HOLDER OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

Systagenix Wound Management South Africa (Pty) Ltd.
(Reg. No. 2009/010315/07)
Building 24, Thornhill Office Park
94 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand,
Gauteng,
1685
South Africa

DATE OF PUBLICATION OF THE PACKAGE INSERT

August, 2013.

Manufacturer
©2015 Systagenix Wound Management Limited,
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, U.K.

 Systagenix

0380605.c



INADINE®

PVP-I NIE-KLEWENDE WONDDDEKING

AFR SKEDULERINGSSTATUS **SO**

EIENDOMSNAAM (EN DOSEERVORM)

INADINE® nie-klewende wonddeking.

SAMESTELLING

'n Gaas van gebreide viskose rayon geïmpregneer met 'n salf bevattende 10% povidoon-jodium, wat 0,9% m/m beskikbare jodium voorsien.

FARMAKOLOGIESE KLASSIFIKASIE

A.14.2 Wonddekkings.

FARMAKOLOGIESE WERKING

Povidoon-jodium is 'n jodofoor wat stadig anorganiese jodium vrystel terwyl dit met die vel in kontak is. Povidoon-jodium het breëspektrum antiseptiese eienskappe.

INDIKASIES

INADINE® wonddekkings kan gebruik word vir die voorkoming van infeksies by minder ernstige beserings van die vel met oppervlakkige velverlies gepaard gaan.

KONTRA-INDIKASIES

Hipersensitieweit vir povidoon-jodium.

Aanwending op groot areas van gebroke vel (bv. ernstige en uitgebreide brandwonde) moet vermy word, aangesien oormatige absorpsie van jodium kan voorkom.

WAARSKUWINGS

Moet nie gebruik word deur persone wat allergies is vir jodium nie.

INTERAKSIES

Absorpsie van povidoon-jodium kan met toets vir skildklierfunksie inmeng.

SWANGERSKAP EN LAKTASIE

Moet nie tydens swangerskap en deur vrouens wat borsvoed gebruik word nie.

DOSIS EN GEBRUIKSAANWYSINGS

Die wonddekkings is slegs vir uitwendige gebruik.

INADINE® wonddekkings is nie-klewend om so min moontlik skade aan genesende weefsels te veroorsaak wanneer dit verwyder word. Die aangetaste area moet met 'n antiseptiese middel gereinig word en gelaat word om te droog.

INADINE® wonddekkings kan so dikwels as nodig aangewend word.

NEWE-EFFEKTE EN SPESIALE VOORSORGMATREËLS

Indien plaaslike irritasie, rooiheid of swelling ontwikkel, staak die gebruik van die wonddeking.

BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE VAN DIE BEHANDELING DAARVAN

Sistemiese effekte insluitende metaboliese asidose, hipernatremie en nierversaking kan voorkom na die aanwending van povidoon-jodium op ernstige brandwonde of ander groot areas waar die vel afgestroop is. Behandeling is simptome en ondersteunend.

IDENTIFIKASIE

'n Roomkleurige gaas van gebreide viskose rayon geïmpregneer met 'n oranje-bruin salf.

AANBIEDING

INADINE® wonddekkings word individueel in verseëelde afskilbare sakkies verpak en word in kartonhouers wat 50 sakkies bevat verskaf.

Twee groottes is beskikbaar: 5 cm x 5 cm en 9,5 cm x 9,5 cm.

BERGINGSANWYSINGS

Berg benede 25°C.

HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS.

REGISTRASIENOMMER

X/14.2/191

NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE

Systagenix Wound Management South Africa (Pty) Ltd.

(Reg. No. 2009/010315/07)

Building 24, Thornhill Office Park

94 Bekker Road

Vorna Valley, Midrand,

Gauteng,

1685

South Africa

DATUM VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE VOUBILJET

Augustus, 2013.

Vervaardiger

©2015 Systagenix Wound Management Limited,

Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX, U.K.

 Systagenix

